

Planimetrie e consistenze “Futuri Presidi” Impianti Gas medicinali:

- P.O. di Amatrice
- Ospedale di Comunità di Passo Corese
- Ospedale di Comunità di Poggio Mirteto

CONSISTENZA IMPIANTI P.O. DI AMATRICE	
PRESE OSSIGENO	44
PRESE VUOTO	44
PRESE ARIA 4	34
PRESE PROTOSSIDO D'AZOTO	2
PRESE EGA	2

CONSISTENZA IMPIANTI "OSPEDALE DI COMUNITA" DI PASSO CORESE	
PRESE OSSIGENO	20
PRESE VUOTO	20
PRESE ARIA 4	20

CONSISTENZA IMPIANTI "OSPEDALE DI COMUNITA" DI POGGIO MIRTETO	
PRESE OSSIGENO	20
PRESE VUOTO	20
PRESE ARIA 4	20

CENTRALI GAS MEDICINALI P.O. DI AMATRICE			
CENTRALE	Contenitore Criogenico (lt.)	n° bmb tot.	Marca
Ossigeno	5000	5+5 pacchi (25x40lt)	-

STIMA CENTRALI GAS MEDICINALI "OSPEDALE DI COMUNITA'" DI PASSO CORESE			
CENTRALE	Litri	n° bmb tot.	Marca
Ossigeno	-	-	-

STIMA CENTRALI GAS MEDICINALI "OSPEDALE DI COMUNITA'" DI POGGIO MIRTETO			
CENTRALE	Litri	n° bmb tot.	Marca
Ossigeno	-	-	-

Planimetria Impianti Gas medicinali:


- P.O. di Amatrice



PIANTA PIANO PRIMO

Planimetria Impianti Gas medicinali:

- **Ospedale di Comunità di Passo Corese**



LEGENDA LINEE GAS MEDICINALI	
	Linea Ossigeno - Rame EN 13358
	Linea Aria Medicinale - Rame EN 13358
	Linea Aspirazione - Rame EN 13358
	Cassetta di Compartimentazione V.V.F.
	Cassetta di intercettazione montante
	Quadro di Riduzione II Stadio con doppi riduttori in by-pass con intercettazione d'area (disconnessione fisica). 2 GAS+VUOTO
	Sistema Allarmi Gas clinici ed operativi
	Unità terminale tipo Afnor per Ossigeno
	Unità terminale tipo Afnor per Aria Medicinale - 4 bar
	Unità terminale tipo Afnor per Aspirazione
	Trave testaletto completo di presa gas
	Valvola di intercettazione di servizio
	Pannello intercettazione e emergenza VSP con presa AFNOR per gas compressi (O2 - A8) completo di manometro e trasduttore
	Allarme segnalazione stato servizio valvole (R - Ripetizione allarme)

LEGENDA DIMESIONAMENTI TUBAZIONI GAS MEDICINALI									
T1	T2	T3	T4	T5	T6	T7			
V ø12	V ø14	V ø16	V ø18	V ø22	V ø35	V ø42			
O2 ø10	O2 ø12	O2 ø14	O2 ø14	O2 ø16	O2 ø22	O2 ø28			
Am ø10	Am ø12	Am ø14	Am ø14	Am ø16	Am ø22	Am ø28			

AVVERTENZE:

① L'INSTALLAZIONE DELLE TUBAZIONI PORTANTI GAS MEDICALE IN ACCORDO ALLA NORMA EN 7396-1 VA ESEGUITA NEL RISPETTO DI UNA DISTANZA NON INFERIORE A 5 cm DA CAVI ELETTRICI


② LE RETI DI DISTRIBUZIONE GAS MEDICALE E OGNI GRUPPO DI UNITA' TERMINALE ANDRANNO COLLEGATE AL NODO EQUIPOTENZIALE

③ TUTTE LE APPARECCHIATURE ELETTRICHE DOVRANNO ESSERE ALIMENTATE DA LINEE DI POTENZA PREFERENZIALI (QUALI UPS, GRUPPI DI CONTINUITA', ETC.)

PLANIMETRIA PIANO SECONDO - PASSO CORESE

Planimetrie Impianti Gas medicinali:

- **Ospedale di Comunità di Poggio Mirteto**



LEGENDA DIMENSIONANTI TUBAZIONI GAS MEDICINALI												
T1	T2	T3	T4	T5	T6	T7						
V 412	V 414	V 416	V 418	V 422	V 430	V 442						
O2 410	O2 412	O2 414	O2 416	O2 418	O2 422	O2 430						
Am 410	Am 412	Am 414	Am 416	Am 418	Am 422	Am 430						

AVVERTENZE

- 1 L'INSTALLAZIONE DELLE TUBAZIONI PORTANTI GAS MEDICALE IN ACCORDO ALLA NORMA EN 7396-1 VA ESEGUITA NEL RISPETTO DI UNA DISTANZA NON INFERIORE A 5 cm DA CAVI ELETTRICI
- 2 LE RETI DI DISTRIBUZIONE GAS MEDICALE E OGNI GRUPPO DI UNITA' TERMINALE ANDRANNO COLLEGATE AL NODO EQUIPOTENZIALE
- 3 TUTTE LE APPARECCHIATURE ELETTRICHE DOVRANNO ESSERE ALIMENTATE DA LINEE DI POTENZA PREFERENZIALI (QUALI UPS, GRUPPI DI CONTINUITA', ETC.)

LEGENDA LINEE GAS MEDICINALI	
	Linea Ossigeno - Rame EN 13358
	Linea Aria Medicinale - Rame EN 13358
	Linea Aspirazione - Rame EN 13358
	Cassetta di Compartimentazione V.V.F.
	Cassetta di intercettazione montante
	Quadro di Riduzione Il Stadio con doppi riduttori in by-pass con intercettazione d'area (disconnessione fisica) 2 GAS+VUOTO
	Sistema Allarmi Gas clinici ed operativi
	Unità terminale tipo Afnor per Ossigeno
	Unità terminale tipo Afnor per Aria Medicinale - 4 bar
	Unità terminale tipo Afnor per Aspirazione
	Trave testataetto completo di presa gas
	Valvola di intercettazione di servizio
	Pannello intercettazione e emergenza VSP con presa AFNOR per gas compressi (O2 - A8) completo di manometro e trasduttore
	Allarme segnalazione stato servizio valvole (R - Ripetizione allarme)