

Gualdo Tadino, 22/11/2022

Spett.le

POLIEDRA INGEGNERIA CLINICA

ASL RIETI

**OGGETTO : RESO NON RIPARATO
PROPOSTA DI FUORI USO**

A seguito di valutazione tecnica presso la ns sede, ci vediamo costretti a rendere non riparato l'ureteronefroscoPIO Olympus URF P7 sn 2901846 inviato con Vs. ddt 087 del 07/11/22 in quanto non è possibile garantire la perfetta riparazione e corretta funzionalità come da impostazioni del produttore per la mancanza di reperimento sul libero mercato dei ricambi necessari.

Spiacenti per Rimanendo a disposizione per ogni eventuale chiarimento in merito si porgono i più distinti saluti.

Direzione Tecnica




SISTEMI E TECNOLOGIE MEDICALI

CLIENTE	POLIEDRA (RIETI)	APPARECCHIAT.	URETERONEFROSCOPIO
OSPEDALE	--	COSTRUTTORE	OLYMPUS
INVENTARIO	62625	MODELLO	URF-P7
Servizio:	--	S/N	2901846
Data Ord. Bolla	07/11/2022	DDT	087
		Data Arrivo	14/11/2022

L'apparecchio è stato inviato con: Codolo adattatore luce, valvola di lavaggio.

Puls. aspirazione Manom. Test tenuta Valigetta Puls. aria acqua Eto-Cap.

Difetto segnalato

STEP	COMPONENTE	DIFETTO/ RISCONTRATO/			
1	Chassis	<input type="checkbox"/> Infiltrato	<input type="checkbox"/> Ossidato	<input type="checkbox"/> Rotto	
2	Switch di comando	<input type="checkbox"/> Infiltrato/i	<input type="checkbox"/> Rotto/i	<input type="checkbox"/> Danneggiato/i	<input type="checkbox"/> Difettoso/i
3	Conn.vid-Spina conness.	<input type="checkbox"/> Dannegg.	<input type="checkbox"/> Rotta	<input type="checkbox"/> Infiltrata	
4	Fascio vis. fibr nere n 51	<input type="checkbox"/> Infiltrato	<input type="checkbox"/> Rotto	<input type="checkbox"/> Sfuocato	<input checked="" type="checkbox"/> Macch./Ingiallito
5	Fascio luce	<input type="checkbox"/> Infiltrato	<input type="checkbox"/> Rotto	<input type="checkbox"/> Sporco	Fascio 1 90 2 Stat Buono
6	CCD	<input type="checkbox"/> Infiltrato	<input type="checkbox"/> Rotto	<input type="checkbox"/> Sfuocato	<input type="checkbox"/> Aberraz.cromatich
7	Oculare	<input type="checkbox"/> Infiltrato	<input type="checkbox"/> Rotto	<input type="checkbox"/> Contatti dann.	<input type="checkbox"/> Treno lenti dann.
8	Lente per visione	<input type="checkbox"/> Infiltrata	<input type="checkbox"/> Rotta	<input type="checkbox"/> Sporca	<input type="checkbox"/> Scheggiata
9	Lenti portaluca	<input type="checkbox"/> Infiltrate	<input type="checkbox"/> Rotte	<input type="checkbox"/> Sporche	<input type="checkbox"/> Scheggiate
10	Guaina di connessione	<input type="checkbox"/> Insaccata	<input type="checkbox"/> Sporca/macchiata	<input type="checkbox"/> Danneggiata	<input type="checkbox"/> Bucata
11	Guaina d'inserzione	<input type="checkbox"/> Insaccata	<input type="checkbox"/> Sporca/macchiata	<input type="checkbox"/> Danneggiata	<input type="checkbox"/> Bucata
12	Guainetta distale	<input type="checkbox"/> Bucata	<input type="checkbox"/> Consumata	<input type="checkbox"/> Mancante	<input type="checkbox"/> Lacerata
13	Terminale distale	<input type="checkbox"/> Infiltrato	<input type="checkbox"/> Rotto	<input type="checkbox"/> Sporco	<input checked="" type="checkbox"/> Danneggiato
14	Tratto angolabile	<input type="checkbox"/> Insaccato	<input type="checkbox"/> Rotto	<input type="checkbox"/> Indurito	<input type="checkbox"/> Tiranti rotti <input type="checkbox"/> Molle dannegg an
15	Angolazioni	<input type="checkbox"/> Lasche/scarse	<input type="checkbox"/> Indurite	<input type="checkbox"/> Nottolini dissald.	<input type="checkbox"/> Mecc. danneggiat
16	Manopole	<input type="checkbox"/> Rotte	<input type="checkbox"/> O/Ring usurati	<input type="checkbox"/> Freni rotti	<input type="checkbox"/> U/D <input type="checkbox"/> L/R
17	Tiranti - alzapinza	<input type="checkbox"/> Lasco	<input type="checkbox"/> Rotto	<input type="checkbox"/> Dissaldato	<input type="checkbox"/> Perdita
18	Canale A/W	<input type="checkbox"/> Otturato	<input type="checkbox"/> Bucato	<input type="checkbox"/> Scarso	<input type="checkbox"/> Freni difettosi
19	Ugello Dist. A/W	<input type="checkbox"/> Otturato	<input type="checkbox"/> Parzial. otturat	<input type="checkbox"/> Mancante	<input type="checkbox"/> Danneggiato
20	Canale biopsia	<input type="checkbox"/> Bucato	<input type="checkbox"/> Ostruito	<input checked="" type="checkbox"/> Passaggio pinza difficoltoso	
21	Pulsanti A/W	<input type="checkbox"/> Curvato	<input type="checkbox"/> Rotto	<input type="checkbox"/> O/Ring rotti	
22	Pulsante aspirazione	<input type="checkbox"/> Curvato	<input type="checkbox"/> Rotto	<input type="checkbox"/> O/Ring rotti	
23	Lavaggio supplementare	<input type="checkbox"/> Bloccato	<input type="checkbox"/> Perdita	<input type="checkbox"/> O/Ring rotti	
24	Prova impermeabilità	<input type="checkbox"/> Positiva	<input checked="" type="checkbox"/> Negativa/Infiltrato	<input type="checkbox"/> Non immergibile	
25	Scheda elettronica	<input type="checkbox"/> Danneggiata	<input type="checkbox"/> Rotta		
26	Strumento	<input type="checkbox"/> Non sterile			

	<input type="checkbox"/> Smont. completo	<input type="checkbox"/> Smontaggio parziale	AZIONI CORRETTIVE NECESSARIE			
1	Chassis	<input type="checkbox"/> Riparazione	<input type="checkbox"/> Sostituzione	<input type="checkbox"/> Essiccazione		
2	Switch di comando	<input type="checkbox"/> Essicaz./pulizia	<input type="checkbox"/> Sostituzione	<input type="checkbox"/> Riparazione		
3	Conn. vid. Spina conness.	<input type="checkbox"/> Riparazione	<input type="checkbox"/> Sostituzione	<input type="checkbox"/> Essiccazione		
4	Fascio vis.	<input type="checkbox"/> Essicaz.	<input type="checkbox"/> Sostituzione	<input type="checkbox"/> Rip.messa fuoco	<input type="checkbox"/> Pulizia	
5	Fascio luce	<input type="checkbox"/> Essic./pulizia	<input type="checkbox"/> Sostituzione			
6	CCD	<input type="checkbox"/> Riparazione	<input type="checkbox"/> Essic./Pulizia	<input type="checkbox"/> Sostituz.	<input type="checkbox"/> Riprist/mess Fu	
7	Oculare	<input type="checkbox"/> Essic./pulizia	<input type="checkbox"/> Sostituz.treno lent	<input type="checkbox"/> Ripr./messa fuoc	<input type="checkbox"/> Riparazione	
8	Lente visione	<input type="checkbox"/> Pulizia	<input type="checkbox"/> Sostituzione	<input type="checkbox"/> Essiccazione		
9	Lenti portaluca	<input type="checkbox"/> Pulizia	<input type="checkbox"/> Sostituzione	<input type="checkbox"/> Essiccazione		
10	Guaina di connessione	<input type="checkbox"/> Riparazione	<input type="checkbox"/> Sostituzione	<input type="checkbox"/> Pulizia e rigenerazione		
11	Guaina di inserzione	<input type="checkbox"/> Riparazione	<input type="checkbox"/> Sostituzione	<input type="checkbox"/> Pulizia e rigenerazione		
12	Guainetta distale	<input type="checkbox"/> Sostituzione				
13	Terminale distale	<input type="checkbox"/> Riparazione	<input type="checkbox"/> Sostituzione	<input type="checkbox"/> Pulizia	<input type="checkbox"/> Essiccazione	
14	Tratto angolabile	<input type="checkbox"/> Riparazione	<input type="checkbox"/> Sostituzione	<input type="checkbox"/> Sostituz. tiranti	<input type="checkbox"/> Sost.maglia metall	<input type="checkbox"/> Sost. moll
15	Angolazioni	<input type="checkbox"/> Riparazione Mecc.	<input type="checkbox"/> Registrazione	<input type="checkbox"/> Sostituz. nottolini	<input type="checkbox"/> Sost. meccanica	
16	Manopole	<input type="checkbox"/> Sostituzione	<input type="checkbox"/> Sostit. O/Ring	<input type="checkbox"/> Sostit. freni	<input type="checkbox"/> U/D <input type="checkbox"/> L/R	<input type="checkbox"/> Rip/Rip r/fre
17	Tiranti alza pinza	<input type="checkbox"/> Riparazione	<input type="checkbox"/> Sostituzione			
18	Canale A/W	<input type="checkbox"/> Disotturazione	<input type="checkbox"/> Sostituzione			
19	Ugello distale A/W	<input type="checkbox"/> Disotturazione	<input type="checkbox"/> Sostituzione	<input type="checkbox"/> Fornitura		
20	Canale biopsia	<input type="checkbox"/> Disotturazione	<input type="checkbox"/> Sostituzione			
21	Puls. aria-acqua	<input type="checkbox"/> Sost. O-Ring	<input type="checkbox"/> Sostituzione	<input type="checkbox"/> Fornitura		
22	Pulsante aspirazione	<input type="checkbox"/> Riparazione	<input type="checkbox"/> Sostituzione	<input type="checkbox"/> Fornitura		
23	Lavaggio supplementare	<input type="checkbox"/> Disotturazione	<input type="checkbox"/> Sostituzione			
24	Prova imperm. finale	<input type="checkbox"/> Eseguita	<input type="checkbox"/> Non immergibile			
25	Scheda elettronica	<input type="checkbox"/> Riparazione	<input type="checkbox"/> Sostituzione			
26	Strumento	<input type="checkbox"/> Disinfezione eseguita				Data Fine Lavoro

Note: Strumento non riparabile per mancanza di reperibilità dei ricambi sul libero mercato.

Per l'esecuzione della riparazione verranno impiegati materiali originali e/o compatibili con gli originali come previsto dal DMR 2017/74