

BUPC

Spett.le
AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE RIETI
VIA DEL TERMINILLO, nr. 42
0211 RIETI (RI)
Alla cortese attenzione del Direttore, dr.ssa RITA LE DONNE

e
p.c.

UOC PNEUMOLOGIA c/o OSPEDALE SAN CAMILLO DE LELLIS
Alla cortese attenzione del Direttore, dr.ssa Donatella Mancini

Parma, 3 giugno 2020

OGGETTO: PROMESSA DI DONAZIONE

Facendo riferimento alla richiesta del 09/05/2020 di supporto al vostro ente in questo momento di grave urgenza, siamo lieti di confermarVi con la presente la nostra intenzione di donare al Vostro UOC PNEUMOLOGIA c/o OSPEDALE SAN CAMILLO DE LELLIS il seguente bene:

- nr. 1 Apparecchio AIRVO TM2 Umidificatore attivo
avente un valore complessivo di circa € 3.500,00 inclusa IVA 22%.

Accettando la presente promessa di donazione, Voi garantite espressamente che i prodotti donati saranno conservati sotto la Vs. responsabilità e che terrete Chiesi indenne da qualsiasi danno e/o rivendicazione di terzi che Chiesi dovesse subire a seguito della violazione di quanto sopra.

Vi informiamo che, ai sensi dell'articolo 5.6 del Codice Deontologico di Farindustria, i dati relativi alla presente donazione saranno pubblicati sul sito Internet www.chiesigroup.com.

Restando in attesa di un Vostro cenno di formale accettazione di quanto sopra, porgiamo distinti saluti.



CHIESI FARMACEUTICI S.p.A.



Dr. Raffaello Innocenti

Direttore Generale Chiesi Italia

F&P AIRVO™ 2



F&P AIRVO 2


humidifier with integrated flow generator,
delivering Nasal High Flow with Optiflow™

Fisher & Paykel
HEALTHCARE

F&P AIRVO™ 2 | FEATURES

Introducing the F&P AIRVO 2, delivering respiratory support and airway hydration with a focus on comfort and ease of use.

The F&P AIRVO 2 has been designed specifically to be an integrated solution for delivering Nasal High Flow with Optiflow™. Fisher & Paykel Healthcare's leading humidification technology allows the AIRVO 2 to comfortably provide high flows of air/oxygen mixtures to spontaneously breathing patients, through the unique Optiflow™ nasal interface.



REF: M5040241-REV A - © 2014 Fisher & Paykel Healthcare, Limited



1. Optiflow™ Nasal Interface

- Soft, flexible prongs
- Wide-bore design reduces gas jetting
- Prongs contoured to the patient's nose

2. Heated breathing tube

- Dual spiral heater wires and unique integrated temperature sensor
- No separate temperature probes or heater-wire adapters required

3. Designed for simple setup, use and cleaning

- Helpful onscreen animations assist with setup and troubleshooting

4. Adjustable temperature and flow settings

- Three temperature settings (37, 34, 31 °C) help achieve comfort and compliance
- Integrated flow generator delivers a wide flow range (2 - 60 L/min) for both pediatric and adult patients - no wall air supply required

5. Supplementary oxygen (when required)

- Oxygen can be added from a wall supply or cylinder
- Inbuilt ultrasonic oxygen analyzer requires no calibration, service or replacement

6. An integrated system for delivering Nasal High Flow with Optiflow™

- The F&P AIRVO 2, with its wide range of accessories, provides versatility, mobility and convenience.

www.fphcare.com/airvo

Fisher & Paykel
HEALTHCARE