

Da "Offerte Medicaire" <offerte@pec.medicair.it>
A "distretto1.asl.rieti@pec.it" <distretto1.asl.rieti@pec.it>
Data venerdì 17 dicembre 2021 - 10:24

offerta per fornitura monito cardiorespiratorio e materiale di consumo

Buongiorno,

si allega offerta richiesta per quanto in oggetto.

Con l'occasione cordialmente salutiamo

Elisa Toia

Ufficio Offerte

MedicAir

PEOPLE

Via Stravazza 3/5

21040 Origgio (VA)

Tel. 02.93.282.570

Fax. 02.93.282.588/394

Email: offerte@medicair.it

Web: <http://www.medicair.it>

* Al fine di poter gestire correttamente la pratica si prega di non modificare MAI l'oggetto della email.

Allegato(i)

1463-SchedaVitaGuardVG3100.pdf (1102 KB)

RIETI.pdf (88 KB)



MedicAir
PEOPLE

VitaGuard
VG 3100

Dispositivo dedicato al monitoraggio delle apnee, della frequenza cardiaca e della saturazione dell'ossigeno.

VitaGuard VG 3100 è un dispositivo dedicato al monitoraggio dei segnali vitali. Il monitor consente il riconoscimento delle apnee centrali e il controllo continuo e non invasivo della frequenza cardiaca e della saturazione d'ossigeno (SpO₂) di pazienti adulti, pediatrici e neonatali a rischio SIDIS, ALTE, o nati prematuri.

FUNZIONI

Il monitoraggio del paziente è assicurato da limiti di allarme con segnali acustici e visivi che vengono generati quando non viene rilevata respirazione o movimento, così come nel caso fossero rilevati eventi apnoici centrali o quando i limiti di allarme settati per la SpO₂ e la frequenza cardiaca non vengono rispettati.

La tecnologia Masimo SET garantisce un'eccellente qualità del segnale della saturazione; un allarme tecnico viene emesso così come un conseguente messaggio sul display nel caso un elettrodo o la sonda del saturimetro dovessero staccarsi.



MEMORIA DATI

Fino a 16 ore di registrazioni continue, 144 ore di trend e 400 episodi di allarme.


VALUTAZIONE CHIARA DEI DATI

I valori memorizzati e le forme d'onda possono essere visualizzati direttamente sul display grafico a cristalli liquidi del monitor. In alternativa, utilizzando il software VitaWin della Getemed, l'evento, il trend, l'informativa completa e la registrazione di conformità possono essere trasferiti su un computer mediante porta USB, visualizzati valutati e documentati.

TECNOLOGIA INNOVATIVA - DI FACILE UTILIZZO

Il monitor VG 3100 pesa solo circa 700grammi. La disposizione chiara degli elementi di comando e controllo assicurano facilità di utilizzo, non solo per il personale clinico qualificato, ma anche per il Caregiver senza necessità di formazione medica o tecnica.

Numerosi sono i modi di alimentare il monitor: attraverso l'alimentazione di rete, mediante il pacco batteria ricaricabile o utilizzando batterie monouso.



Peso	700 gr
Dimensioni	200 x 135 x 45 mm
Alimentazione	Pacco batterie da 4,8 V NiMH oppure 4 batterie alcaline LR6 da 1,5 V, adattatore 9 V NA 3000-2
Alimentatore NA 3000-2	Input: 100-240 V, 50-60 Hz, Output 9 VDC
Tempo di ricarica del pacco batterie	<6 h
Autonomia	>8 h con pacco batterie o batterie
Messaggio sostituzione batterie	Messaggio su display LCD
Messaggio di batteria esaurita	Avviso acustico visivo
Pulsanti	6
ECG/Connettore respirazione	8 pin miniatura connettore rotondo, ingresso BF
Connettore SpO ₂	Mini connettori a nastro input tipo BF
Porta USB	Mini USB per connessione al PC
Elementi di visualizzazione	5 LED e un display LCD (8320 x 240) con retroilluminazione quando collegato ad alimentatore esterno
Avvisi di allarme	Acustici e visivi
APNEA MONITOR	
Metodo	Pneumografia a impedenza
Risoluzione	1/min
Apnea setting	8, 10, 12-30, 32, 34 s
Termine condizione di allarme	2 respiri entro 6 s
Ampiezza minima	0.2 Ohm circa
Monitor della Frequenza cardiaca	20-270/min
Risoluzione	1/min
Allarme bassa frequenza cardiaca	30, 35-175, 180/min
Allarme alta frequenza cardiaca	100, 105-250, 255/min
Ampiezza minima	0.2 Ohm circa
Configurazione ECG	Einthoven I, II o III
MONITORAGGIO PULSAZIONI	
Metodo	Pulsossimetria
Range pulsazioni	25-240/min
Risoluzione	1/min
Accuratezza	±3 cifre in assenza di movimento; ±5 cifre in presenza di movimento
Allarmi: settings	Allarme bassa frequenza cardiaca 30, 35-175, 180/min - Allarme alta frequenza cardiaca 100, 105-250, 255/min
SpO₂ MONITOR	
SpO ₂ Range	1-100%
risoluzione	1%
Accuratezza	±3 cifre per SpO ₂ sopra il 70%
Allarmi impostabili	da 50-100%
MEMORIA	
Funzioni memorizzate	Eventi, trend, dati di compliance
Capacità di registrazione	400 eventi, 144 h di trend, 16 h di registrazione completa
Dati memorizzati	ECG, FC, respirazione, SpO ₂ , Pulsazioni, IQ segnale, Pletismografia, indice di perfusione, impedenza basale, stato
CLASSIFICAZIONE	
Classe prodotto	II b secondo MDD93/42/EEC
Grado di protezione	IP21
Temperatura di esercizio	5-40°C; Hr 5-95%

CND Z12080406 - MONITOR PER APNEA - RDM 91293; Classe II b

Il dispositivo e il suo imballo non contengono lattice

Rev. 01 del 18 gennaio 2021



Spett.le cod.008308
AZIENDA USL RIETI
VIA DEL TERMINILLO 42
02100 RIETI (RI)

Prot. OC2021.001356/ET (da citare sempre su eventuale ordine)

Pogliano Milanese, 16/12/21

Oggetto: **OFFERTA PER LA FORNITURA DI CARDIMONITOR COMPLETO
DI ACCESSORI**

Abbiamo il piacere di sottoporre alla Vs/cortese attenzione la
nostra offerta per quanto in oggetto alle seguenti condizioni:

Ns. Rif. 0010 Offerta OC2021.001356/ET

MOVG3100 **CARDIOMONITOR VITAGUARD VG3100**

	Q.tà	Netto/cad.
<u>Vendita.....:</u>	1,00	6000,00

Ns. Rif. 0015 Offerta OC2021.001356/ET

ACFI058N **ELETTRODO ECG MONOUSO CON CAVO DI COLLEGAMENTO (3PZ)**

	Q.tà	Netto/cad.
Vendita.....:	360,00	1,00

Ns. Rif. 0020 Offerta OC2021.001356/ET

SEMA1862 **SENSORE MONOUSO NEONATALE LNCS**

	Q.tà	Netto/cad.
Vendita.....:	240,00	22,00

Ns. Rif. 0030 Offerta OC2021.001356/ET

MOVG3100 **CARDIOMONITOR VITAGUARD VG3100**

Prot. OC2021.001356/ET

Pag. 1

Noleggio/mese: Netto/cad.
950,00

**Manutenzione e materiale di consumo annuo incluso
nel suddetto canone di noleggio:**

Nr	365,00	ACFI058N	ELETTRODO ECG MONOUSO CON CAVO DI
Nr	240,00	SEMA1862	SENSORE MONOUSO NEONATALE LNCS

Condizioni di fornitura:

Validità offerta: 90 gg

Pagamento: Bonifico bancario 60 gg data ricevimento fattura

Consegna: pronta s.v. a ns/carico e cura

Garanzia: Mesi 12 (dodici) dalla data di consegna
(PER OPZIONE delle apparecchiature. La garanzia prevede la
VENDITA) riparazione o la sostituzione gratuita nel

più breve tempo possibile, delle parti che in
tale periodo risultassero difettose o mancanti,
sempre che ciò non dipenda da imperizia o
negligenza nell'uso da parte dell'utilizzatore
o da interventi di terzi non autorizzati.

Dalla garanzia sono esclusi i materiali di
consumo e gli accessori.

I.V.A.: a Vs/carico secondo normativa vigente

Restiamo a Vs/disposizione per qualsiasi chiarimento e cogliamo
l'occasione per porgerVi distinti saluti.

MedicAir Centro S.r.l.
L'Ufficio  Commerciale