

## Fabian +nCPAP

PRODOTTO	Pezzi per confezione	Codice
<b>VENTILAZIONE INVASIVA</b>		
Membrana valvola espiratoria riutilizzabile	1 (pluriuso - 30 cicli)	151501.01
Valvola espiratoria	1 (pluriuso - 30 cicli)	151520.01
Cavo sensore di flusso riutilizzabile	1	151100.01
Sensore di flusso neonatale riutilizzabile	1 (pluriuso - 30 cicli)	151120
Sensore di flusso neonatale monopaziente	10 (monouso)	151111
Sensore di flusso pediatrico riutilizzabile	1 (pluriuso - 30 cicli)	151121
Circuito doppio riscaldato neonatale ALTHERA con camera e adattatore (per MR850 e Hydraltis)	10 (monouso)	154308.02
Circuito doppio riscaldato neonatale con camera AH290 (per MR850)	10 (monouso)	AH265
<b>VENTILAZIONE NON INVASIVA (Infant Flow LP)</b>		
1 Generatore Infant Flow LP + Circ. Paziente (MR850/MR730)	20 (monouso)	7772021
1 Generatore Infant Flow LP + Circ. Paziente (MR850/MR730)	10 (monouso)	7772011
1 Camera di umidificazione AH290 ad autorimpimento, monouso	10 (monouso)	AH290
1 Tubo di collegamento per Infant Flow	10 (monouso)	153011.02
Nuove Cuffiette Infant Flow mis. 000 - col. bianco (18-20 cm)	10 (monouso)	777010
Nuove Cuffiette Infant Flow mis. 00 - col. grigio (20-22 cm)	10 (monouso)	777012
Nuove Cuffiette Infant Flow mis. 0 - col. rosa (22-24 cm)	10 (monouso)	777014
Nuove Cuffiette Infant Flow mis. 1 - col. marrone chiaro (24-26 cm)	10 (monouso)	777016
Nuove Cuffiette Infant Flow mis. 2 - col. giallo (26-28 cm)	10 (monouso)	777018
Nuove Cuffiette Infant Flow mis. 3 - col. azzurro (28-30 cm)	10 (monouso)	777020
1 Nuove Cuffiette Infant Flow mis. 4 - col. oro (30-32 cm)	10 (monouso)	777022
1 Nuove Cuffiette Infant Flow mis. 5 - col. verde chiaro (32-34 cm)	10 (monouso)	777024
1 Nuove Cuffiette Infant Flow mis. 6 - col. bordeaux (34-36 cm)	10 (monouso)	777026
1 Nuove Cuffiette Infant Flow mis. 7 - col. arancione (36-38 cm)	10 (monouso)	777028
Caschetto Infant Flow LP mis. EXTRA SMALL (17-21 cm)	10 (monouso)	777040XS
Caschetto Infant Flow LP mis. SMALL (21-26 cm)	10 (monouso)	777040S
Caschetto Infant Flow LP mis. SMALL/MEDIUM (24-28 cm)	10 (monouso)	777040SM
Caschetto Infant Flow LP mis. MEDIUM (26-32 cm)	10 (monouso)	777040M
Caschetto Infant Flow LP mis. LARGE (32-37 cm)	10 (monouso)	777040L
Caschetto Infant Flow LP mis. EXTRA LARGE (37-42 cm)	10 (monouso)	777040XL
Nasocannula Infant Flow LP, EXTRA SMALL	10 (monouso)	777000XS
2 Nasocannula Infant Flow LP, SMALL	10 (monouso)	777000S
2 Nasocannula Infant Flow LP, MEDIUM	10 (monouso)	777000M
2 Nasocannula Infant Flow LP, LARGE	10 (monouso)	777000L
Nasocannula Infant Flow LP, EXTRA LARGE	10 (monouso)	777000XL
Maschera nasale Infant Flow LP, EXTRA SMALL	10 (monouso)	777002XS



Maschera nasale Infant Flow LP, SMALL	10 (monouso)	777002S
Maschera nasale Infant Flow LP, MEDIUM	10 (monouso)	777002M
Maschera nasale Infant Flow LP, LARGE	10 (monouso)	777002L
Maschera nasale Infant Flow LP, EXTRA LARGE	10 (monouso)	777002XL
<b>1</b> Cinghie per generatore Infant Flow LP	20 (monouso)	775728