

R: URGENTE: Richiesta offerta e disponibilità Spugne Sclerali Style 510**Optariston Oftalmologia S.r.l.** <commerciale@optariston.com>

Lun 20/06/2022 13:10

A: Michele Conti <michele.conti@asl.rieti.it>

Cc: Matteo Palmieri <m.palmieri@asl.rieti.it>; Simone Pagliarino <s.pagliarino@asl.rieti.it>

Buongiorno,

in allegato si trasmette quanto richiesto.

Cordiali saluti.

Riccardo Salvati

Ufficio Commerciale

**OPTARISTON OFTALMOLOGIA S.r.l.**

Via Modena, 26

00184 - Roma

Tel. +39 06.4820700

Fax +39 06.4746379

P.IVA: IT03751551007

Web: www.optaristonoftalmologia.it

IT - Ai sensi della legge 196/2003 sulla tutela dei dati personali vi informiamo che la Optariston Oftalmologia Srl è titolare di informazioni che vi riguardano, rilevate per esigenze fiscali/amministrative e nel corso della normale attività commerciale. Tali informazioni sono impiegate esclusivamente dalla scrivente per finalità amministrative e di marketing. Potete richiederci in qualsiasi momento, salvo per quanto effettuato in obbligo di legge, la sospensione immediata dell'utilizzo dei vostri dati.

PRIVATO & CONFIDENZIALE

Ai sensi del Regolamento Europeo sulla Privacy (2016/679) e del Codice in materia di protezione dei dati personali (D. Lgs 196/03 e s.m. e i.), il presente messaggio di posta elettronica e ogni eventuale documento allegato ha carattere riservato ed è ad esclusivo utilizzo del destinatario indicato in indirizzo. Qualora non foste il destinatario del presente messaggio, Vi prego di volermi avvertire immediatamente tramite posta elettronica e di cancellare il presente messaggio e ogni documento ad esso allegato dal Vostro sistema. E' vietata la duplicazione o l'utilizzo per qualunque fine del presente messaggio e di ogni documento ad esso allegato così come la relativa divulgazione, distribuzione o inoltro a terzi senza l'espressa autorizzazione del mittente.

Il mittente si riserva di intentare azioni legali contro chiunque usi in modo illegittimo il contenuto della e-mail e dei suoi allegati.

GB - According to the Italian laws regarding the privacy of personal data, we inform you that Optariston Oftalmologia Srl owns informations regarding you for fiscal/administrative purposes and for the normal commercial activities. These informations are exclusively employed by the writer for administrative and marketing purposes. You can request anytime, excluding for the law duties, the immediate treatment of your data.

CONFIDENTIALITY NOTICE


Pursuant to European Regulation Privacy (2016/679) and Legislative Decree or "Private data security Code" (196/03), this e-mail and any attachment contains information which is private and confidential and is intended for the addressee only. If you are not an addressee, you are not authorized to read, copy or use the e-mail or any attachment. If you have received this e-mail in error, please notify the sender by return e-mail and then destroy it and any document attached by your system.






You may not copy or use for any reason or disseminate to anyone this e-mail or any attachment, without express consent of the Sender.

The Sender reserves the right to bring an action against anybody using information contained in the mail or in the attachments in illegitimate way

Da: Michele Conti <michele.conti@asl.rieti.it>**Inviato:** lunedì 20 giugno 2022 11:24**A:** salvati@optariston.com; commerciale@optariston.com**Cc:** Matteo Palmieri <m.palmieri@asl.rieti.it>; Simone Pagliarino <s.pagliarino@asl.rieti.it>**Oggetto:** R: URGENTE: Richiesta offerta e disponibilità Spugne Sclerali Style 510

OPTARISTON OFTALMOLOGIA S.r.l.
Via Modena n.26 – 00184 ROMA
Tel. +39 064820700 – Fax +39 064746379
E-mail: commerciale@optariston.com



AZIENDA CONSOCIATA C.I.O. 
STRUMENTI PER CHIRURGIA OCULARE
RAPPRESENTANTE ESCLUSIVA PER
LAZIO ED ABRUZZO DI: 
  

Roma, 20 Giugno 2022

Spett.le
ASL Rieti
UOC Politiche del Farmaco e D.M.
Via del Terminillo, 42
02100 - RIETI

C.A.: Dr. Michele CONTI

Offerta n. 100/2022/RS


Gentil.mo Dr. Conti,

facendo seguito alla Sua gradita richiesta via mail in data 17/06/2022, ed in qualità di distributori esclusivi dei prodotti oftalmici di marca FCI per le regioni Lazio ed Abruzzo, siamo lieti di sottoporLe la nostra migliore offerta relativa alla fornitura dei seguenti dispositivi medici per oculistica:

Spugna di silicone 510 Style 2.5x5.0x100mm, in conf. da 3 pz. sterili monouso, mod. S5.6450 FCI®
Prezzo la Confezione€ 193,00
(Prezzo unitario € 64,333)

I.V.A. : Esclusa, Vostro carico (secondo legge – 4%)
Validità off. : fino al 31/12/2022
Pagamento : B.B. 60 gg. d.f. f.m.
Consegna : ca. 20 gg. d.r.o., franco destino

A disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento, porgiamo distinti saluti.

Optariston Oftalmologia S.r.l.
Ufficio Commerciale
Riccardo Salyati


**Descrizione:**

Impianto sclerale in spugna di silicone per chirurgia vitreo-retinica

FCI**Codice: S5.6450****SCHEDA TECNICA SPUGNA DI SILICONE RETINICA
per Chirurgia Oftalmica**

Codice Prodotto	S5.6450
Descrizione del prodotto offerto	Spugna di silicone semi-cilindrica 5x2,5 mm - 510 Style
Nome commerciale del prodotto	Spugna di silicone tipo 510
Produttore e paese di produzione	FCI SAS 20-22 rue Louis Armand 75015 PARIS - France
Fornitore/Distributore	Optariston Oftalmologia S.r.l.
Importatore per l'Italia	C.I.O. S.c.a.r.l. - P.zza Lunardi 13/A - Parma
Dispositivo medico (Direttiva CEE 93/42)	SI
Marcatura CE	SI
N° Ente Certificatore	0459
Classe di appartenenza	Iib
Certificazione di Qualità del produttore	ISO13485:2016
Ente Certificatore	LNE / G-MED (Francia)
Destinazione d'uso	Chirurgia oftalmica
Prodotto monouso	SI
Prodotto sterile	SI
Latex Free	SI
Classificazione CND	Q020599
N° Repertorio	320109
Tipo di sterilizzazione	Raggi Gamma
Durata della sterilizzazione	5 (cinque) anni
Tipo di confezionamento esterno	Scatola da 3 confezioni unitarie
Tipo di confezionamento interno	Busta sterile
Modalità di conservazione	In luogo asciutto e al riparo da fonti di calore
Temperatura di stoccaggio	Min 5° - Max 30°
Utilizzo	Procedura di distacco di retina
Uso riservato a	Personale medico
Indicazioni	Procedura di riattacco della retina nella deformazione intrasclerale ed episclerale dell'occhio umano
Materiale	Spugna in Elastomero di Silicone priva di lattice e/o componenti farmaceutici o animali
Calibro	510 STYLE (5x2,5 mm - lung. 100 mm)
Controindicazioni	Non usare in pazienti sensibili ai polimeri di silicone

