

SPETT.LE
ASL RIETI
abs.asl.rieti@pec.it

ALL. 1

San Lazzaro di Savena (BO), 25/01/2023

OGGETTO: RICHIESTA PREVENTIVO DI SPESA SERVIZIO BIENNALE DI CALIBRAZIONE DEGLI ETILOMETRI E FORNITURA BIENNALE DI CONSUMABILI (BOCCAGLI), PER LE ESIGENZE DELLA U.O.C. PATOLOGIA DADIPENDENZA DELLA

OFFERTA N. 23L-060-00

COD. ART.	DESCRIZIONE PRODOTTO	U.M	Q.TA'	PREZZO UNIT. € IVA ESCLUSA
LICON-BOC082	Boccagli anticontaminazione Disposable tipo plus con distanziatore - Alcolimetri Lion SD2, Lion 500, Lion 700 – Conf. da 250 Pz (ogni boccaglio è conf. singolarmente)- MARCHIO CE MEDICALE CLASSE IIA – Non hanno scadenza 	CF	01	115,00
LICAL	Calibrazione con rilascio report	N	01	130,00

MATERIALE DEDICATO NON SOGGETTO A SCADENZA

CODICE CND: Z129085- STRUMENTAZIONE VARIA PER ESPLORAZIONI FUNZIONALI ED INTERVENTI TERAPEUTICI NON ALTRIMENTI CLASSIFICATA-MATERIALE SPECIFICO (ex W0201069003 – ANALIZZATORI ALCOL -PARTI)


N. REG. REPERTORIO DISPOSITIVI MEDICI :
MOD. SD400: N. 1215082/R
MOD. 500: N. 1215098/R

MORGAN ITALIA E' IMPORTATORE E DISTRIBUTORE DEI PRODOTTI LION IN ITALIA, IN REGIME DI ESCLUSIVITA'

CONDIZIONI DI VENDITA

CONSEGNA: 15 gg. da ricevimento ordine
IMBALLO/TRASPORTO: a ns. carico (vedi Minimo fatturabile)
IVA: 22% (o secondo legge) a Vs carico, Split payment.
MINIMO FATTURABILE: EUR 150,00 + IVA Con trasporto incluso, oppure + 19,00 per ordini sotto il minimo
Pagamento: BONIFICO BANCARIO 30GG. D.F. F.M.
IBAN IT10 W 05387 37070 000000 607633

VALIDITA' OFFERTA: 31/12/2024
In fede

MORGANITALIA s.r.l.
Dr. DANIELE ROLI
(AMM.RELUNICO)


SCHEDA TECNICA

Boccalgi in Polietene per Alcolimetri Lion.

IDENTIFICAZIONE DEI PRODOTTI

Il boccalgio è identificato con i seguenti codici di prodotto:

Modello	Codice MORGAN Italia	Codice Lion
Boccalgio per SD 400/600	LICON-BOC064	SA 00064
Boccalgio per SD2/500/500MK4	LICON-BOC082	SA 00082

DESTINAZIONE D'USO

Il boccalgio monouso in **polietene, non contenente lattice**, prodotto dalla Lion Laboratories Ltd, è stato progettato per essere impiegato con gli Etilometri Lion, evitando il potenziale pericolo di contaminazioni batteriche crociate da contatto fra soggetti che utilizzano la stessa apparecchiatura.

Viene prodotto in due versioni a seconda della strumentazione su cui deve essere impiegato.

MATERIALE INFUNGIBILE

Ogni boccalgio è singolarmente imbustato per la massima protezione igienica.

Deve essere utilizzato come dispositivo monouso, in ambito medico e non (ambulatori, reparti ospedalieri, studi medici, prevenzione, controlli stradali ecc.) dove è presente un operatore che garantisca l'uso dei boccalgi in conformità alle prescrizioni del fabbricante ed alle regole della corretta igiene dell'ambito operativo previsto. L' attacco del boccalgio è progettato in modo tale da evitare che liquidi biologici (saliva) possano interferire con il dispositivo di misura (cella elettrochimica).

Il boccalgio deve essere utilizzato per un singolo soggetto (monouso) e poi smaltito seguendo le procedure in vigore nel laboratorio. Questa prescrizione ha lo scopo di evitare il potenziale pericolo di contaminazioni batteriche crociate da contatto fra pazienti che utilizzano lo stesso strumento.

Caratteristiche:

1. Bassa resistenza pneumatica.
2. Facilità di inserimento ed estrazione dal circuito dello apparecchiatura per un'agevole manipolazione e sostituzione del boccalgio stesso.
3. Compatibilità con la sua destinazione d'uso.
4. Non contiene lattice
5. Singolarmente confezionati , venduti in sacchetti di 250pz

Entrambi i boccalgi sono dotati di Marchio CE Medicale direttiva 93/42 EEC

- Classe II A -

CODICE CND : Z129085- STRUMENTAZIONE VARIA PER ESPLORAZIONI FUNZIONALI ED INTERVENTI TERAPEUTICI NON ALTRIMENTI CLASSIFICATA-MATERIALE SPECIFICO (ex W0201069003 – ANALIZZATORI ALCOL -PARTI)

N. REG. REPERTORIO DISPOSITIVI MEDICI :

MOD. SD400: N. 1215082/R

MOD. 500: N. 1215098/R

MORGAN ITALIA E' IMPORTATORE E DISTRIBUTORE DEI PRODOTTI LION IN ITALIA, IN REGIME DI ESCLUSIVITA'